

说明书

CELL SPECIFICATION

细胞名称：猪肾传代细胞IBRS-2

货号：JY678

细胞介绍



| 项目 | 详情 |
|---------|--|
| 种属 | 猪 |
| 组织来源 | 肾脏；自发永生细胞系 |
| 生长特征 | 上皮细胞样；贴壁生长；倍增时间：每周 2-3次 |
| 培养条件 | 空气：95%；二氧化碳：5%；温度：37℃；培养箱湿度：70%-80% |
| 冻存条件 | 无血清冻存液 (JY-H040) 或90%FBS, DMSO10% (梯度降温) |
| 完全培养基配置 | DMEM培养基；10%胎牛血清；1%双抗 |
| 传代比例 | 1:2传代，消耗2-3分钟；0.25%胰蛋白酶（含0.02%EDTA） |
| 细胞培养瓶 | 建议用T25培养瓶或6cm培养皿 |
| 细胞简介 | IBRS-2细胞建系于1964年；细胞可用于很多猪病毒增殖，包括猪的嵌杯状病毒、猪细小病毒、水泡性口炎病毒、非洲猪瘟病毒、口蹄疫病毒等。 |
| 培养注意事项 | 贴壁细胞传代具体步骤参考下方文字信息 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究，不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |

细胞检测数据

| 检测项目 | 检测结果 | 检测项目 | 检测结果 |
|------|--|------|--|
| 生长特性 | 贴壁生长 | 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞密度 | 80% | 细胞活力 | >95% |
| 支原体 | 有口 无 <input checked="" type="checkbox"/> | 细菌 | 有口 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 真菌 | 有口 无 <input checked="" type="checkbox"/> | STR | 匹配 |

出库图参考

出库图-1 出库图-2



STR

鉴定结果

图1. NCBI数据库BLAST结果

请注意：(1) 本报告仅适用于委托方用于科研、教学、内部质量控制等活动。(2) 本报告中数据、结果仅适用于客户提供样本。(3) 未经授权和批准，不得复制或全文复制除外。本报告。(4) 未经授权，本机构和检测专用权无效。

苏州瑾达生物科技有限公司 地址：苏州市工业园区集贤街88号益新大厦303/305室 电话：+86-512-67486171 网址：http://www.jsdna.org

检测结论
依据Sanger测序和NCBI数据库BLAST检索比对结果，倾向于支持送检的猪肾传代细胞IBRS-2来源于猪 (*Sus scrofa*)。

报告编号：Spe 241010E
发布日期：2024/01/2

瑾达生物科技
JINDA BIOTECHNOLOGY

检测结论

1) 检测人员：陈曼坤
2) 检测环境：温度25℃ 湿度60%RH

| 样本名称 | 样本编号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测及比对结果 |
|--------------|-------------|------|--------------|---------|
| 猪肾传代细胞IBRS-2 | Spe 241010E | 种属鉴定 | STR (V19-20) | 匹配, 99% |

本引 送检样本的Sanger测序结果

| 样本名称 | 测序片段名称 |
|--------------|--------|
| 猪肾传代细胞IBRS-2 | IBRS-2 |

序列及比对结果

```

>IBRS-2_168-R_E07A1
GCNCAATTGGGCTGCTGATCCACATGGAGGCTGTAACCCCTATT
GTGATAGGAACTCTGACAGGATGGCTGTATCCCTAGGATAA
CTGTGCTGGTGAACAAATTTGGACCAAGAGGATGGTGGTAA
TTTGTGCTGGTGTGCTAGATTAATTAATCTGCAAGGGTTTGTGAC
TCCGAGGTCACCCCAACCAATTTGGATGCTCAAGTAAAGTATGTT
TTATCCCTTGGGTTGAGGTTTACCTTTTGAAGTAAATTAATAA
GATCCATAGGGTCTGCTGCTATTTTATCCGGCTCTACG
GGAGGTTTATTTCACTGGATGAGGACAGCATAAACCTTC
GTGGGCTTATCATACAGCTTATTGGAGACAGGATGATATCC
TACCTTGGACGGTCAGATACCGGAGCTTAACGGTGGTACAG
GGCAGGCTTGGCTCTATCTAGTATGCTAGGAGGAGGTTT
    
```

引用瑾原文献参考

Quality control of Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. based on value chains and food chain analysis

IF: 13.2

期刊: Scientific Reports

DOI: S41598-023-41013-8

引用产品: 人肺癌细胞A549



文献奖励活动说明

参与资格 凡在2024年7月1日之后发表SCI期刊论文的客户，只要在文中明确标注使用了瑾原生物的产品，即可申请本项奖励。

引用 shanghaijinyuan

贴壁细胞的复苏、传代、冻存步骤

▶ 贴壁细胞复苏: 从液氮罐中或-80℃冰箱中查找到需要复苏的细胞，水浴锅提前打开预热 37℃。

- 1、将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴锅中迅速摇晃解冻;
- 2、加入到含4-6mL完全培养基的离心管中混匀;
- 3、1000rpm离心5min后弃去上清液，使用5ml 完全培养基重悬细胞后接种于 T25 培养瓶或 6cm 皿中，培养过夜，第二天显微镜下观察细胞生长情况。

▶ 贴壁细胞传代: 如果细胞密度达 80%-90%，即可进行传代培养。

- 1、弃去培养上清液，用不含钙、镁离子的 PBS 润洗细胞1-2 次;
- 2、加入1ml 0.25%含EDTA的胰酶，轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞，置于37℃培养箱中消化2-3min，然后在显微镜下观察细胞消化情况，若大部分细胞变圆并脱落，迅速拿回操作台，加3ml含10%血清的完全培养基终止消化;
- 3、吸出瓶内所有悬液至离心管1000rpm离心3-5min，离心后去除上清，补加1-2mL完全培养基后吹匀;
- 4、按照1: 2的比例分到新的培养皿中或者培养瓶中，每瓶再补加4ml完全培养基，共5ml。

▶ 贴壁细胞冻存:

- 1、镜下观察细胞密度达到80%-90%即可冻存，一般细胞的推荐冻存密度为 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 个/ml;
- 2、前部分和传代方式一样，细胞消化离心后去掉上清，用1ml配制好的冻存液重悬细胞。
- 3、将细胞分配到冻存管中，标注好名称、代数、日期等信息。
- 4、如使用的是无血清冻存液可直接放-80℃冰箱过夜后可转入液氮罐中长期保存。

*如使用的是程序冻存液，需要梯度降温法进行处理。

售后无忧——无责售后

如您在使用瑾原产品的过程中，遇到任何问题，都可以随时拨打技术人员电话或添加技术人员微信，我们将在第一时间为您解决。

● 售后服务电话: 180-4986-4459

● 细胞收货操作视频与细胞复苏操作视频



售后服务微信



售后服务QQ



贴壁细胞收货注意事项



细胞复苏步骤



悬浮细胞收货注意事项